

ACCU-CHEK® Active

Roche

RÁBÍZHATJA MAGÁT!

VÁLASSZA A PONTOS ÉS MEGBÍZHATÓ
ACCU-CHEK ACTIVE VÉRCUKORMÉRŐT!



PONTOS ÉS MEGBÍZHATÓ EREDMÉNYEK

Bizonyított pontosság:

az Accu-Chek Active megfelel a legújabb ISO 15197:2013 / EN ISO 15197:2015 szabvány pontossági követelményeinek, így bátran rábízhatja az előírt gyógyszeradagolását!



- **Aluladagolás érzékelés** és 20 másodperces újraadagolási opció
- Egyszerű **vizuális ellenőrzés** a tesztszíkon
- **Széles mérési tartomány** (0,6-33,3 mmol/L)



HATÉKONY SEGÍTSÉG A KÉNYELMES MINDENNAPOKÉRT

- **Fotometriás technológiával** működik
- **Kivehető tesztcsík** a kényelmes vércukormérésért
- **Nincs szükség kódolásra és külön beállításokra**
- Könnyű kezelés **két gombbal**



- **Audiovizuális étkezés utáni emlékeztető**, amely étkezés után 2 órával figyelmeztet a mérésre
- **7, 14, 30, 90** napos **átlagszámítás**
- **Étkezés előtti és utáni értékek**
- **Nagy, könnyen olvasható kijelző**

EGYSZERŰ ÉS GYORS HASZNÁLAT

Négy könnyű lépés a pontos eredményért



ACCU-CHEK OKTATÓVIDEÓ



You Tube™

Tanulja meg vércukormérője használatát:
www.youtube.com/accuchek



ADATLETÖLTÉS EGYSZERŰEN

Csatlakoztassa a vércukormérőjét **USB kábel**en keresztül a számítógépéhez/laptopjához és töltsd le hozzá az ingyenesen elérhető Accu-Chek Smart Pix szoftvert (letölthető a www.vercukormeres.hu oldalról).

Az Accu-Chek Smart Pix program **azonnal letölti a vércukormérőjén lévő adatokat könnyen használható és értelmezhető formátumba**. A mért vércukoreredmények többféleképpen is megjeleníthetők az Ön tetszésének megfelelően (15 különféle megjelenítési mód), ezáltal az értékek ingadozásai és trendjei könnyen áttekinthetőek lesznek.

Egyszerű és informatív grafikonok a vércukormérőn lévő adatokról.

A releváns információk tiszta **áttekinthetősége segít a kezelés egyéni igényekhez történő igazításában**.



ISMERJE MEG A TÁVKONZULTÁCIÓ LEHETŐSÉGEIT

Regisztráljon az ingyenes **Accu-Chek Connect Online** (www.accu-chekconnect.com) oldalon, és használja ki a rendszer nyújtotta előnyöket!

- **TÁVOLRÓL HOZZÁFÉRHET** a vércukorértékeihez bármely internetkapcsolattal rendelkező számítógép/laptop, vagy mobiltelefon segítségével
- **VÉRCUKORADATAIT MEGOSZTHATJA** kezelőorvosával, melyek számára is bármikor hozzáférhetővé válnak, így Ön és kezelőorvosa akár személyes találkozás nélkül is tudnak konzultálni
- **ÉLVEZZE AZ EGYSZERŰ ÉS GYORS ADATMEGJELENÍTÉST,** a könnyen érthető diagramok és grafikonok segítségével átlátható képet kap anyagcseréjéről
- **TÁROLJA AZ ADATOKAT** egyetlen, könnyen hozzáférhető, ám biztonságos helyen

Webshop és bővebb információ:
www.vercukormeres.hu

Az Accu-Chek® Active és az Accu-Chek® Softclix készülékek gyógyászati segédeszközök. Az Accu-Chek® Connect orvostechikai eszköz. Az Accu-Chek® Smart Pix leolvasó készülék információ technológiai eszköz.

Az Accu-Chek®, Accu-Chek® Active, Accu-Chek® Softclix, Accu-Chek® Connect és Accu-Chek® Smart Pix a Roche bejegyzett védjegyei © 2016 Roche.



Roche Magyarország Kft.
1112 Budapest, Balatoni út 2/A



Ingyenesen hívható zöldszám:
06 (80) 200-694



Kövessen minket:
@accuchek_eldazeleted



Kövessen minket:
facebook.hu/diabvilag

Ügyfélszolgálatunk elérhetőségével kapcsolatban további információkat a www.vercukormeres.hu oldalon talál.

A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót,
vagy kérdezze meg kezelőorvosát!